

# ullFORuM

## Instruktioner för tagning av ullprov till OFDA100

Provet tas 10 cm (en handbredd) nedanför ryggraden, bakom sista revbenet

Klipp eller raka med trimmer en yta 3x3 cm så nära huden som möjligt

Lägg ullen i papperspåse eller kuvert.

Märk provpåsarerna med:

- Gårdsnummer
- Individnummer
- Djurets födelsedatum
- Provtagningsdatum

Fyll i nedanstående uppgifter och returnera med påsarerna

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Tel.nr: \_\_\_\_\_ Mobilnummer: \_\_\_\_\_

E-postadress: \_\_\_\_\_

Faktura adress: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ert organisationsnummer/personnummer:

\_\_\_\_\_

### Skickas till:

ullFORuM Torsta AB  
Ösavägen 20  
836 94 ÅS

